

## Экзаменационные тесты - общая хирургия

1. Продолжительность стерилизации в автоклаве под давлением 2 атмосферы составляет:

а. 20 минут +

б. 45 минут

в. 1 час

г. 2 часа

2. При стерилизации в термовоздушных шкафах-стерилизаторах соблюдают следующий режим

а. 0,5 ч - 200°C°

б. 1 час - 180°C° +

в. 1 час - 220°C°

г. 2 часа - 180°C°

3. Низкотемпературную пероксидно-плазменную стерилизацию проводят:

а. в сухой атмосфере при 36°C° +

б. с паром при 138°C°

в. при сухом воздухе при температуре 180°C°

г. с паром под давлением при температуре 200°C°